


BE-05 / 15

Flaschenentleerungsmodule



IN ZWEI GRÖSSEN ERHÄLTlich

Die Flaschenentleerungsmodule BE-05/15 von Allentown sind entweder unabhängig oder integriert in eine Reinigungsanlage erhältlich und bieten eine Reihe optionaler Funktionen, wie einen druckluftbetriebenen Entkapper für Tränkkappen. Sie sind in den Breiten 1000 mm (BE-05) oder 1400 mm (BE-15) erhältlich.



MERKMALE UND VORTEILE

- Unabhängige Anwendung oder integriert in eine Reinigungsanlage
- Standardwasserhahn
- In den Breiten 1000 mm (BE-05) oder 1400 mm (BE-15) erhältlich.
- Mit geschlossenem Schrank oder offener Tischbasis erhältlich
- Optional: druckluftbetriebener Entkapper für Tränkkappen
- Gesamtmaße:
BE-05: 1000 B x 1150 H x 740 T (mm)
BE-15: 1400 B x 1150 H x 740 T (mm)

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHRE FORSCHUNG

