

BF-05 / 15

Flaschenfüllmodule



IN ZWEI GRÖSSEN ERHÄLTlich

Die Flaschenfüllmodule BF-05/15 von Allentown sind entweder unabhängig oder integriert in eine Reinigungsanlage erhältlich und bieten programmierbare Zyklen für zahlreiche verschiedene Flaschengrößen und -mengen. Sie sind in den Breiten 1000 mm (BF-05) oder 1400 mm (BF-15) erhältlich. Zu den Optionen gehören ein fest eingebauter Füllrechen für die gleichzeitige Befüllung von 18 oder 36 Flaschen, ein mobiler Füllrechen für die Befüllung von 18 Flaschen, ein 3-Stufen-Filtrationssystem sowie ein Ansäuerungssystem.



MERKMALE UND VORTEILE

- Unabhängige Anwendung oder integriert in eine Reinigungsanlage
- In den Breiten 1000 mm (BF-05) oder 1400 mm (BF-15) erhältlich
- Mit geschlossenem Schrank oder offener Tischbasis erhältlich
- Drei automatische Zyklen und ein manueller Zyklus ermöglichen verschiedene Füllvolumen
- Optional: fest eingebauter Füllrechen für verschiedene Korbgrößen
- Optional: mobiler Füllrechen für verschiedene Korbgrößen
- Optional: 3-stufiges Wasserfiltersystem, Schrank- oder Wandmontage
- Optional: Ansäuerungssystem mit Dosierpumpe
- Gesamtabmessungen:
BF-05: 1000 B x 1150 H x 740 T (mm)
BF-15: 1400 B x 1150 H x 740 T (mm)

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHRE FORSCHUNG

