

CW-135

Kabinettreinigungsanlage



IDEAL FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG UND DEN NOTBETRIEB

Die Kabinettreinigungsanlage CW-135 von Allentown mit geringem Platzbedarf zeichnet sich durch eine Reinigung mit hohem Durchsatz für Tierhaltungssysteme, Flaschen und verschiedene andere Ausrüstungen aus. Sie verfügt über getrennte Reinigungs- und Spülkreisläufe, eine Systemtrennung zum Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Druck sowie über programmierbare Zyklen mit Reinigungs-/Spültemperaturen und Reinigungs-/Spül-/Neutralisierungszeiten. Die mittelgroße Kabinettreinigungsanlage ist ideal für die tägliche Reinigung und den Notbetrieb.



MERKMALE UND VORTEILE



- Für die Reinigung von Tierhaltungssystemen, Flaschen und verschiedenen anderen Ausrüstungen - geringer Platzbedarf, maximale Leistung
- Elektrische Beheizung
- Unabhängige Reinigungs- und Spülkreise
- Systemtrennung zum Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Druck
- Bedienung über Touch-Pad mit Statusanzeige
- Programmierbare Zyklen einschließlich Reinigungs-/Spültemperaturen und Reinigungs-/Spül-/Neutralisierungszeiten
- Mittelgroße Kabinettreinigungsanlage, ideal für die tägliche Reinigung und den Notbetrieb
- Hoher Durchsatz
- Einfach zu reinigende Edelstahl-Oberflächen
- Gesamtabmessungen - CE-Version:
1500 B x 2180* H x 915 T (mm)
- Gesamtabmessungen - UL-Version:
1750 B x 2180* H x 915 T (mm)