

## CW-85

# Kabinettreinigungsanlage



### GERINGSTMÖGLICHER PLATZBEDARF

Die Kabinettreinigungsanlage CW-85 von Allentown mit dem geringstmöglichen Platzbedarf für die Reinigung von Tierhaltungssystemen, Flaschen und verschiedenen anderen Ausrüstungen verfügt über getrennte Reinigungs- und Spülkreisläufe, eine Systemtrennung zum Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Druck sowie über programmierbare Zyklen mit Reinigungs-/Spültemperaturen und Reinigungs-/Spül-/Neutralisierungszeiten.



### MERKMALE UND VORTEILE



- Für die Reinigung von Tierhaltungssystemen, Flaschen und verschiedenen anderen Ausrüstungen - geringster Platzbedarf, maximale Leistung
- Elektrische Beheizung
- Unabhängige Reinigungs- und Spülkreise
- Systemtrennung zum Spülen bei konstanter Temperatur und konstantem Druck
- Bedienung über Touch-Pad mit Statusanzeige
- Programmierbare Zyklen einschließlich Reinigungs-/Spültemperaturen und Reinigungs-/Spül-/Neutralisierungszeiten
- Kompaktes Modell
- Einfach zu reinigende Edelstahl-Oberflächen
- Gesamtabmessungen - CE-Version:  
990 B x 2180\* H x 910 T (mm)
- Gesamtabmessungen - UL-Version:  
1240 B x 2180\* H x 910 T (mm)