

RW-247

RACK WASHER – GROSSTIERE



DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS FUNKTIONALITÄT UND BEDIENKOMFORT

Die Gestellwaschanlage RW-247 von Allentown wurde zum Waschen von stark verschmutzten, großen Stallbauteilen und verschiedenen Geräten unterschiedlicher Größe und Art konzipiert. Erhältlich mit einer einzelnen Tür oder gegenseitig verriegelbaren Doppeltüren für Barriereanwendungen. Die Einheit bietet mehr Länge und eine größere Anzahl von Wasch-/Spülarmsen, um schwer zu entfernende biologische Substanzen und Kalkablagerungen zu reinigen. Die RW-247 eignet sich für Gruben- oder Bodeninstallationen und ist durch ihren teilbaren Aufbau einfach zu transportieren und installieren. Eine Vielzahl von Mehrwertoptionen ermöglicht die perfekte Mischung aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.



MERKMALE UND VORTEILE



- Konzipiert zum Waschen von Großtierkäfigen, Gestellen, Flaschen und verschiedenen Gegenständen unterschiedlicher Größe
- Mit einer Tür oder gegenseitig verriegelbaren Doppeltüren für Barriereanwendungen
- Zwei Waschzyklen - sauer und alkalisch - mit anschließender Spülung ermöglichen die Entfernung von biologischem Material und Kalk von stark verschmutzten Materialien
- PLC mit Touchscreen-Bedienelementen ermöglicht verschiedene Programmieroptionen
- Pumpen mit hohem Druck und großem Volumen für leistungsstarke Reinigung
- 5 strategisch positionierte, oszillierende Wasch-/Spülarmsen pro Seite arbeiten im Wechselbetrieb für eine optimale Materialbedeckung
- Getrennte Reinigungs- und Spülkreise
- Erhältliche Optionen: H2O2-Dekontamination, thermische Desinfektion, Nebelzerstäuber für Chemikalien, beheizte Trocknung, zweiter Reinigungstank, Präsentationsgestell für Käfige und Flaschenkörbe
- Dampf- oder elektrische Beheizung
- Modulbauweise für einfachen Transport und problemlose Installation
- Vollglastür für Sichtprüfung und Kommunikation durch die Barriere
- LED-Kammerbeleuchtung
- Gesamtmaße: 2535 B x 2700 H x 3550 T (mm)
- Nutzmaße: 1250 B x 2250 H x 3250 T (mm)