


TW-85 / 95

Bandreinigungsanlage



FLEXIBLE KONFIGURATIONEN DURCH MODULBAUWEISE

Die Bandreinigungsanlagen TW-85/95 von Allentown sind mit zwei verschiedenen Förderbandbreiten und Dampf- bzw. elektrischer Beheizung erhältlich. Sie ermöglichen flexible Konfigurationen, die Behandlung verschiedener Arten von Tierhaltungssystemen und Laborausrüstungen sowie die automatisierte oder manuelle Bedienung.



MERKMALE UND VORTEILE



- In den Förderbandbreiten 770 mm und 1050 mm erhältlich
- Dampf- oder elektrische Beheizung

- Flexible Design-Optionen durch Modulbauweise - Laden, Vorreinigung, Reinigung, Vorspülen, Vorspülen/Spülen, beheizte Gebläseluft, beheizte Gebläse-/Trocknungsluft, Entladen
- Eignet sich für manuelle oder automatisierte Anwendungen
- Behandlung von Nagetierkäfigen, Flaschen und verschiedenen Ausrüstungen
- Isoliertes Gehäuse gewährleistet einen geringen Geräuschpegel und reduziert Wärmeverluste
- Zugangstüren mit Fenster an Reinigungs- und Spülmodulen zur Sichtprüfung und einfachen Wartung
- Abnehmbare Gitterfilter in den Vorreinigungs- und Reinigungsmodulen
- Touchscreen mit PLC-Bedienelementen an der reinen und unreinen Seite
- Gesamtabmessungen:
TW-85: 1270 B x 2650 H x 10000* L (mm)
TW-95: 1500 B x 2650 H x 10000* L (mm)

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR IHRE FORSCHUNG

